



Be Right™



Laboratorio portátil MEL/MF

de producto: 2569700
USD Precio: Contacto Hach
Llamar para consultar fecha de envío

MEL/MF Total Coliform Lab

El laboratorio de total de coliformes MEL se ha diseñado para analistas que necesitan capacidades de pruebas de microbiología a pequeña escala o portátiles. Desde una ubicación remota de campo a un laboratorio de microbiología a pequeña escala dentro de su laboratorio existente, este MEL ofrece todos los equipos y accesorios para realizar análisis microbiológicos.

Perfecto para el análisis en terreo o laboratorio

Contiene todos los equipos y accesorios necesarios para realizar un análisis microbiológico.

Especificaciones

Número de tests:	200
Sensibilidad:	1

Contenido de la caja

Incluye incubadora portátil y estante, termómetro, bolsas Whirlpak con tiosulfato (200), conjuntos de embudo/almojadillas de filtración (200), quemador de alcohol (pedir el alcohol por separado), artículo de filtración por vacío, contador de colonia, lupa