



Be Right™



Kit de pruebas de campo PathoScreen

de producto:

2859100

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Kit de pruebas de campo PathoScreen. Se cuenta con los medios suficientes para 100 pruebas de presencia-ausencia con 20 ml de muestras o para 20 pruebas MPN. Los frascos de vidrio reutilizables y los medios en almohadillas de aluminio aumentan la vida útil. No requiere refrigeración para los medios.

Especificaciones

Cantidad: 1 each

Contenido de la caja: Includes Pathoscreen powder pillows, Bleach Solution, Instruction Sheet, and Carrying Case.

Contenido de la caja

Includes Pathoscreen powder pillows, Bleach Solution, Instruction Sheet, and Carrying Case.