



**Be Right™**



## **Placas de agar preparadas, m-TEC, modificado, env./15**

<b># de producto:</b>	<b>2811815</b>
USD Precio:	Contacto Hach
Disponible	

Placas de agar preparadas, m-TEC, modificado para detección de E. coli en aguas para actividades recreativas. env./15.

**Para la detección de E. coli en aguas de uso recreativo mediante el método de filtración de membrana.**

---

### **Especificaciones**

Cantidad:	15 /pk
Material:	Plastic
Media Type:	m-TEC