



Be Right™



Caldo m-ColiBlue24, botellas de vidrio a granel, kit económico, 200 tests

de producto: 2779201
USD Precio: Contacto Hach
Llamar para consultar fecha de envío

Utilice caldo m-ColiBlue24 para monitorizar y evaluar con precisión las coliformes totales y E. coli en agua potable, aguas residuales, agua embotellada, bebidas, aguas superficiales, subterráneas y de manantiales y aguas ultrapuras, de procesos químicos y de procesos farmacéuticos.

El caldo m-ColiBlue24 de Hach ofrece resultados simultáneos de coliformes totales y E. coli en 24 horas. Con el caldo m-ColiBlue24 listo para usar, puede

enumerar las coliformes totales y E. coli en una placa Petri. Diferencie fácilmente las colonias, el rojo y el azul indican las coliformes totales y el azul es específico para E. coli.

Minimice el crecimiento de fondo de las bacterias no coliformes.

Los kits económicos MCB24 incluyen: 200 membranas Pall MetriCEL GN-6 (0,45 µm; estériles; envasadas individualmente), 200 placas Petri PALL de 50 mm con nutrientes y 4 botellas de vidrio de 100 mL (200 tests).

Lea y confirme los resultados en 24 horas

Realice análisis de emergencia y monitorización rutinaria

Consiga una sensibilidad superior: 1 UCF/100 mL

Obtenga una recuperación óptima de los organismos en estrés o con lesiones

Evite el uso de un equipo especial y lámpara UV

Especificaciones

Contenido de la caja: Incluye membranas de filtro con rejilla de 47 mm, placas de Petri con almohadillas de nutrientes y caldo m-ColiBlue

Contenido de la caja

Incluye membranas de filtro con rejilla de 47 mm, placas de Petri con almohadillas de nutrientes y caldo m-ColiBlue