



Be Right™



## Kit económico de caldo m-ColiBlue24, botellas de vidrio a granel, 1000 tests

# de producto: 2779202  
USD Precio: Contacto Hach  
Llamar para consultar fecha de envío

Utilice caldo m-ColiBlue24 para monitorizar y evaluar con precisión las coliformes totales y E. coli en agua potable, aguas residuales, agua embotellada, bebidas, aguas superficiales, subterráneas y de manantiales y aguas ultrapuras, de procesos químicos y de procesos farmacéuticos.

El caldo m-ColiBlue24 de Hach ofrece resultados simultáneos de coliformes totales y E. coli en 24 horas. Con el caldo m-ColiBlue24 listo para usar, puede enumerar las coliformes totales y E. coli en una placa de Petri. Diferencie fácilmente las colonias, el rojo y el azul indican las coliformes totales y el azul es específico para E. coli. Obtenga una recuperación óptima de los organismos en estrés o con lesiones. Minimice el crecimiento de fondo de las bacterias no coliformes.

Los kits económicos MCB24 incluyen 200 membranas PALL Metrical GN-6 (0,45 µm; estériles; envasadas individualmente), 200 placas de Petri PALL de 50 mm con almohadillas de nutrientes y 20 botellas de vidrio de 100 mL (1000 tests).

### Realice análisis de emergencia y monitorización rutinaria

Lea y confirme los resultados en 24 horas

Consiga una sensibilidad superior: 1 UCF/100 mL

Evite el uso de un equipo especial y lámpara UV

1000 pruebas