



Be Right™



Caldo m-FC con ácido rosólico, paq. 20 ampollas de vidrio

de producto: 2428520
USD Precio: Contacto Hach
Disponible

Selectividad: bacterias coliformes fecales

Ahorre tiempo y dinero con el medio preparado de Hach para métodos de filtración por membrana.

Amplio rango de medios disponibles para aplicaciones de agua potable, aguas residuales, agua a temperatura ambiente, alimentos y bebidas.

Procedimientos, medios preparados y productos de consumo requeridos disponibles para prueba de presunción y confirmación, únicamente de Hach.

Especificaciones

Cantidad: 20 /pk
Material: Glass
Media Type: m-FC w/Rosolic Acid