



## Caldo de Pseudomonas, ampollas plásticas, env./50

|                |               |
|----------------|---------------|
| # de producto: | 2812250       |
| USD Precio:    | Contacto Hach |
| Disponible     |               |

Caldo de Pseudomonas en ampollas plásticas, 2 ml. Para detección de la especie Pseudomonas. env./50.

### Soluciones completas para pruebas en aguas para actividades recreativas

Hach ofrece una variedad de medios y equipos para satisfacer todas

sus necesidades en cuanto a pruebas en usos para actividades recreativas.

### Soluciones completas para el análisis de aguas residuales

Hach ha preparado medios y equipos convenientes para realizar

las pruebas en aguas residuales y agua no potable de manera rápida y sencilla.

### Soluciones completas para pruebas en agua potable

Cualquiera sea el método que un cliente elija para analizar muestras de

agua potable, Hach ha preparado medios y equipos convenientes para hacer

las pruebas de manera rápida y sencilla.

---

## Especificaciones

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Cantidad:   | 50 /pk            |
| Material:   | Plastic           |
| Media Type: | Pseudomonas Broth |