



Ampollas plásticas R2A, paquete de 50

# de producto:	2812350
USD Precio:	Contacto Hach
Disponible	

Ampollas plásticas R2A para la detección de bacterias heterotróficas bajo tensión, paquete de 50.

Soluciones completas para realizar pruebas del agua para uso recreativo

Hach ofrece una variedad de medios y aparatos para satisfacer todas

sus necesidades en cuanto a la realización de pruebas del agua para uso recreativo.

Soluciones completas para realizar pruebas de aguas residuales

Hach cuenta con medios preparados y aparatos convenientes para facilitar y agilizar

las pruebas del agua no potable y las aguas residuales.

Soluciones completas para realizar pruebas del agua potable

Cualquiera sea el método que elija un cliente para examinar las muestras de agua

potable, Hach cuenta con medios preparados y aparatos convenientes para facilitar y agilizar

las pruebas.

Especificaciones

Cantidad:	50 /pk
Material:	Plastic
Media Type:	R2A