



Placas de agar preparadas con m-ColiBlue24, paquete de 15.

de producto: 2805215
USD Precio: Contacto Hach
Disponible

Caldo m-ColiBlue24

Placas de agar con caldo m-ColiBlue24

El medio de Hach listo para su uso elimina los pasos de medición, mezclado y esterilización en autoclave, necesarios para preparar medios deshidratados. El caldo m-ColiBlue24 de Hach ofrece resultados simultáneos de coliformes totales y E. coli en 24 horas. Las ampollas de vidrio (26084-20), las ampollas de plástico (260845-00), las botellas de caldo m-ColiBlue24 de 100 mL (26084-42) y las placas de agar (28052-15) tienen un tiempo de vida útil máximo y facilitan el uso de medios previamente medidos y preparados. Enumere las coliformes totales y E. coli en una placa de Petri. Realice análisis de emergencia y monitorización rutinaria. Consiga una sensibilidad superior: 1 UFC/100 mL. Diferencie fácilmente las colonias, el rojo y el azul indican las coliformes totales y el azul es específico para E. coli. Obtenga una recuperación óptima de los organismos en estrés o con lesiones. Minimice el crecimiento de fondo de las bacterias no coliformes. Evite el uso de un equipo especial y lámpara UV. Con el caldo m-ColiBlue24 listo para usar, puede obtener estos beneficios:

De detección e identificación en 24 horas

El caldo m-ColiBlue24 de Hach detecta e identifica simultáneamente las coliformes totales y la Escherichia coli (E. coli). Para finalizar la enumeración, el tiempo de incubación es de 24 horas. No hay ningún paso de confirmación.

Fácil de leer

M-ColiBlue24 facilita la diferenciación entre coliformes y E. coli. Las E. coli son de color azul mientras que las coliformes son de color rojo. Las coliformes totales son la suma de ambas. Así de simple.

Fácil de interpretar

M-ColiBlue24 no requiere lámparas fluorescentes de color ni comparadores. La interpretación de los resultados se realiza mediante una sencilla identificación visual.

Más preciso

Enumere los resultados de los test directamente con el caldo m-ColiBlue24. M-ColiBlue24 es mucho más exacto y preciso que los tests basados en estadísticas, como el de número más probable (MPN) y la fermentación en tubo múltiple (MTF). 1, 2, 3

Más barato

M-ColiBlue24 es el mejor caldo aprobado por la EPA de 24 horas para la enumeración de las coliformes totales y E. coli. Además, la compañía Hach no solo ofrece la solución total, sino también paquetes con descuentos especiales en medios, placas de Petri, membranas y equipos de filtración.

Especificaciones

Cantidad: 15 /paquete
Material: Plástico
Media Type: m-ColiBlue