



Be Right™



## Electrolito, CLF10 sc (Libre)

# de producto: 9160600  
USD Precio: Contacto Hach  
Disponible

El electrolito para sensor amperométrico de cloro libre CLF10 sc reacciona con la muestra de entrada para formar ácido hipocloroso. El sensor mide entonces la concentración de ácido hipocloroso y convierte la medición a una lectura de cloro libre.

---

### Especificaciones

Condiciones de almacenamiento:	Keep containers tightly closed in a dry, cool and well-ventilated place. Protect from moisture.
Instrumento:	CL10
Parámetro:	Chlorine, Free
Rango de medición:	N/A

---

### Accesorios requeridos

- Guantes, desechables, sin polvo, nitrilo, medianos (Item 2550502)
- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)