



Solución indicadora de Cloro libre para el analizador de Cloro CL17 (473 mL)

de producto:

2314011

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Especificaciones

Condiciones de almacenamiento:	Keep containers tightly closed in a dry, cool and well-ventilated place. Protect from moisture.
Instrumento:	CL17/CL17sc
Número de tests:	450
Parámetro:	Chlorine, Free
Plataforma:	Solución
Rango de medición:	N/A

Accesorios requeridos

- Guantes, desechables, sin polvo, nitrilo, medianos (Item 2550502)
- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)