



Solución de sílice estándar, 0,5 mg/L, 2,9 L

# de producto:	2100803
USD Precio:	Contacto Hach
Disponible	

Solución de sílice estándar S5000, sílice, 0,5 mg/L, 2,9 L

Especificaciones

Cantidad:	2.9 L
Concentración:	500 µg/L
Condiciones de almacenamiento:	Keep containers tightly closed in a dry, cool and well-ventilated place. Protect from moisture.
Instrumento:	5500sc Silica
Parámetro:	Silica

Accesorios requeridos

- Guantes, desechables, sin polvo, nitrilo, medianos (Item 2550502)
- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)