



Reactivo de Ácido cítrico/Surfactante para el análisis de Sílice

de producto:

2347003

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Reactivo de Ácido cítrico/Surfactante (2,9 L) utilizado en el analizador de Sílice Serie 5000.

Especificaciones

Cantidad:	2.9 L
Condiciones de almacenamiento:	Keep containers tightly closed in a dry, cool and well-ventilated place. Protect from moisture.
Instrumento:	5500sc Silica
Parámetro:	Silica
Rango de medición:	N/A

Accesorios requeridos

- Guantes, desechables, sin polvo, nitrilo, medianos (Item 2550502)
- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)