



Paquete de reactivo 3 para el analizador de sílice 5500 sc

de producto:

6775102

USD Precio:

Contacto Hach

Peligroso



Se incluye botella de 2 L de agua desionizada y polvo para realizar la mezcla.

Especificaciones

Condiciones de almacenamiento:	Keep containers tightly closed in a dry, cool and well-ventilated place. Protect from moisture.
Instrumento:	5500sc Silica
Parámetro:	Silica
Rango de medición:	N/A

Accesorios requeridos

- Guantes, desechables, sin polvo, nitrilo, medianos (Item 2550502)
- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)