



Solución estándar de sodio, 10 mg/L Na, 1 L

# de producto:	2835153
USD Precio:	Contacto Hach
Disponible	

Estándar NaCl, 10 mg/L Na, 1 L. Para analizador Polymetron 9240 y 9245.

Especificaciones

Cantidad:	1 L 1 L
Concentración:	10 mg/L Na
Condiciones de almacenamiento:	Keep containers tightly closed in a dry, cool and well-ventilated place. Protect from moisture.
Instrumento:	9245 & 9240
Parámetro:	Sodium
Plataforma:	Solución

Accesorios requeridos

- Guantes, desechables, sin polvo, nitrilo, medianos (Item 2550502)
- Guantes desechables sin talco, de nitrilo, extra grandes (Item 2550504)
- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Small (Item 2550501)
- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)