



Solución indicadora de dureza, 0,1 mg/L, 500 mL

de producto:

2769049

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Para uso con el analizador de dureza SP510.

Especificaciones

Concentración: 1 mg/L

Condiciones de almacenamiento: Keep containers tightly closed in a dry, cool and well-ventilated place. Protect from moisture.

Instrumento: SP510

Parámetro: Hardness

Accesorios requeridos

- Guantes, desechables, sin polvo, nitrilo, medianos (Item 2550502)
- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)