



Solución indicadora de dureza, 0,3 mg/L, 500 mL

de producto:

2794649

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Para uso con el analizador de dureza SP510.

Especificaciones

Concentración:	0.3 mg/L
Condiciones de almacenamiento:	Keep containers tightly closed in a dry, cool and well-ventilated place. Protect from moisture.
Instrumento:	SP510
Parámetro:	Hardness

Accesorios requeridos

- Guantes, desechables, sin polvo, nitrilo, medianos (Item 2550502)
- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)