



Solución estándar de dureza APA6000, 0,50 mg/L CaCO₃ (NIST), 946 mL

de producto:

2058016

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible

Especificaciones

Concentración:	0,50 mg/L
Condiciones de almacenamiento:	Keep containers tightly closed in a dry, cool and well-ventilated place. Protect from moisture.
Descripción:	Solución estándar de dureza (NIST)
Instrumento:	APA6000
Parámetro:	Hardness
Volumen:	946 mL

Accesorios requeridos

- Guantes, desechables, sin polvo, nitrilo, medianos (Item 2550502)
- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)