



Be Right™



Reactivo 1 de alcalinidad para APA6000, 1 L

de producto:

2696553

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Reactivo 1 de alcalinidad para APA6000, solución de ácido, 1 L

Especificaciones

Condiciones de almacenamiento:	Keep containers tightly closed in a dry, cool and well-ventilated place. Protect from moisture.
Instrumento:	APA6000
Parámetro:	Alkalinity
Rango de medición:	N/A

Accesorios requeridos

- Guantes, desechables, sin polvo, nitrilo, medianos (Item 2550502)
- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)