



Alcalinidad APA6000, solución de limpieza de 1 L

# de producto:	2697053
USD Precio:	Contacto Hach
Disponible	

El analizador de proceso de alcalinidad APA6000 utiliza cinco reactivos, cada uno de los cuales se suministra en una botella de 1 L diseñada para proporcionar reactivos durante 30 días de uso continuo.

El reactivo de alcalinidad 1 (2826153) APA es un reactivo titulante ácido que reacciona con la alcalinidad de la muestra.

El reactivo de alcalinidad 2 (2696653) APA es un indicador utilizado para determinar los puntos finales de la titulación.

Los estándares de alcalinidad APA 1 y 2 (6001100) se utilizan conjuntamente para realizar una calibración de múltiples puntos.

El quinto reactivo, la solución de limpieza de alcalinidad APA (269703), limpia el sistema durante las funciones de limpieza principal y de limpieza del instrumento.

Especificaciones

Cantidad:	1 L
Condiciones de almacenamiento:	Keep containers tightly closed in a dry, cool and well-ventilated place. Protect from moisture.
Instrumento:	APA6000
Parámetro:	Alkalinity
Rango de medición:	N/A

Accesorios requeridos

- Guantes, desechables, sin polvo, nitrilo, medianos (Item 2550502)
- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)