



Patrón de nitrato 400 mg/L NO₃ (90,4 mg/L NO₃-N), 500 mL

# de producto:	LCW863
USD Precio:	Contacto Hach
Disponible	

Especificaciones

Cantidad:	500 mL
Concentración:	400 mg/L NO ₃ (90,4 mg/L NO ₃ -N)
Instrumento:	Nitratax
Parámetro:	Nitrato
Plataforma:	Solución

Accesorios requeridos

- Guantes, desechables, sin polvo, nitrilo, medianos (Item 2550502)
- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)