




Be Right™



Unidad de bypass Nitratax clear sc, de 5 mm

de producto:

LZX866

USD Precio:

Contacto Hach

Se envía dentro de 2 semanas

La variante de bypass se utiliza siempre que no es posible realizar la medición directa en el medio por motivos de construcción o si la carga del medio hace que sea necesario medir una muestra filtrada.

Especificaciones

Dimensiones (A x A x P):	210 mm x 500 mm x 160 mm
Entrada de muestra:	Tubo de 4 mm d.i./6 mm d.e.
Material:	Celda de medición: PVC; Glands: PVDF; Tubos de muestra: PVC; Tornillos: Acero inoxidable; Juntas: EPDM
Materiales en contacto con la muestra:	Celda de medición: PVC; Juntas: EPDM; Glands: PVDF; Tubo de muestra: PVC
Peso:	3,6 kg
Rango de presión:	No presurizado, drenaje abierto
Rango de temperatura de operación:	2 - 40 °C (temperatura de la muestra)
Volumen de muestra:	0,5 - 10 L