




Be Right™



Unidad de flujo para NT3100sc/NT3200sc de 1/2 mm, Nitratax plus sc de 2 mm y Uvas plus sc de 2 mm

de producto:

LZX869

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible

Especificaciones

Camino óptico:	2 mm
Caudal de muestra:	0,5 L/h
Dimensiones (A x A x P):	210 mm x 500 mm x 160 mm
Entrada de muestra:	Tubo de 4 mm d.i./6 mm d.e.
Longitud:	333 mm
Material:	Celda de medición: PVC; Glands: PVDF; Tubos de muestra: PVC; Tornillos: Acero inoxidable; Juntas: EPDM
Materiales en contacto con la muestra:	Celda de medición: PVC; Juntas: EPDM; Glands: PVDF; Tubo de muestra: PVC
Peso:	3,6 kg
Rango de presión:	No presurizado, drenaje abierto
Rango de temperatura de operación:	2 - 40 °C (temperatura de la muestra)
Temperatura de la muestra:	2 - 40°C (35,6 - 104°F)
Volumen de muestra:	0,5 - 10 L