




Be Right™



## Sedimentador para Nitratax sc y Uvas sc

# de producto: LZX450  
USD Precio: Contacto Hach

El sedimentador puede usarse como una solución de bypass. La muestra puede pasarse por el sedimentador sin prefiltración.

---

### Especificaciones

Idiomas del manual:	Instrucciones sin texto
Instrumento:	Apto para todas las sondas Nitratax sc y Uvas sc
Longitud:	Panel para montaje mural: 800 mm x 495 mm
Material:	PVC
Peso:	Sedimentador incl. panel mural: 14.7 kg
Rango de presión:	No presurizado, drenaje abierto