



Be Right™



## Kit de calibración Optiquant SST

# de producto:

5733000

USD Precio:

Contacto Hach

Llamar para consultar fecha de envío

Peligroso



Kit de calibración, OptiQuant T-Line. Incluye: cilindro de calibración (5737600), dos botellas de 500 ml de 800 NTU StablCal estándar (2660549) y soporte para sonda.

---

### Accesorios requeridos

- Guantes, desechables, sin polvo, nitrilo, medianos (Item 2550502)
- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)