



Panel de agua GuardianBlue

de producto: 6960400

ARTICULO OBSOLETO

Este articulo ya no esta disponible.

El panel de agua GuardianBlue es el sistema de calidad del agua más sólido y exhaustivo de Hach y una parte integral del sistema de advertencia temprana GuardianBlue. Supervisa continuamente los diversos parámetros del agua potable (cloro, conductividad, pH, turbidez, temperatura y presión) y envía los datos al Event Monitor de Hach.

Primer sistema de advertencia temprana en recibir la certificación y designación SAFETY Act

GuardianBlue es el primer y único sistema de advertencia temprana para agua potable con certificación y designación SAFETY Act del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. SAFETY Act proporciona protección frente a litigios para los usuarios y sus contratistas.

Event Monitor

El Event Monitor integra datos del sensor del panel de agua y del analizador de TOC. Cada 60 segundos, el sistema aplica un algoritmo patentado a las mediciones del sensor y calcula una línea base de calidad del agua del centro.

Biblioteca de agentes

Ubicada en el Event Monitor, la biblioteca de agentes es el software de análisis más avanzado tecnológicamente para la supervisión de la calidad del agua. La biblioteca de agentes contiene huellas de una amplia variedad de contaminantes y solo está disponible en Estados Unidos.

Panel de agua

El panel de agua supervisa continuamente el cloro libre o total, la conductividad, el pH, la turbidez, la temperatura y la presión, y envía estos datos al Event Monitor mediante transmisión digital.

Analizador de TOC

El analizador de TOC supervisa de forma continua el carbono orgánico total. El analizador de TOC utiliza el Método 415.1 de la EPA para obtener sus mediciones, lo que garantiza resultados exactos. El analizador de TOC es un componente clave de GuardianBlue y proporciona una mayor sensibilidad a los contaminantes orgánicos.

Especificaciones

Descripción: Panel de agua