



Set de reactivos para toxicidad ToxTrak, 25 - 49 tests

de producto:

2597200

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible

Peligroso



Test kit de toxicidad ToxTrak

Utilice el set de reactivos para toxicidad ToxTrak para analizar sus muestras de agua o de agua residual para ver si presentan toxicidad. Siga el método de toxicidad 10017 de Hach.

Los reactivos ToxTrak detectan la toxicidad en el agua potable, agua residual y agua natural.

La toxicidad se compara con una línea base con cultivos madre de bacterias o biomasa endógena con un rango de inhibición de 0 - 100 %.

Se utiliza un método colorimétrico para determinar la toxicidad de las muestras, con análisis realizados con uno de los espectrofotómetros de confianza de Hach.

Especificaciones

Contenido de la caja:

El set de reactivos para toxicidad ToxTrak incluye: set de medio de recuento total de bacterias (15 tubos de recuento total de bacterias, 15 pipetas estériles envueltas individualmente), sobres en polvo ToxTrak (paquete de 50), solución aceleradora ToxTrak (15 mL), tubos de cultivo desechables (5 paquetes; 6 unidades por paquete), pipetas de transferencia estériles (paquete de 15) y estándar de tiosulfato de sodio (100 mL, 0,0246 N).

Descripción:

Set de reactivos para toxicidad, 25 - 49 tests

Instrumento:

Todos excepto DR/3000, DR/820 y PC II

Número de tests:

25 - 49

Número del método:

10017

Parámetro:

Toxicidad

Rango de medición:

0 - 100 % de inhibición

Contenido de la caja

El set de reactivos para toxicidad ToxTrak incluye: set de medio de recuento total de bacterias (15 tubos de recuento total de bacterias, 15 pipetas estériles envueltas individualmente), sobres en polvo ToxTrak (paquete de 50), solución aceleradora ToxTrak (15 mL), tubos de cultivo desechables (5 paquetes; 6 unidades por paquete), pipetas de transferencia estériles (paquete de 15) y estándar de tiosulfato de sodio (100 mL, 0,0246 N).

Accesorios requeridos

- Guantes, desechables, sin polvo, nitrilo, medianos (Item 2550502)

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)