



Be Right™



Electrodo de pH de repuesto para sensor de pH 8362

de producto: 08362=A=2000

USD Precio: Contacto Hach

Parte del sensor analógico de pH 8362, especialmente diseñado para mediciones de pH en aguas puras.

Especificaciones

Aplicación:	Agua ultrapura
Conector:	S7 Connector
Conexión de cable:	Conector S7
Electrodo de referencia:	None
Garantía:	6 meses
Longitud:	120 mm
Material:	Sensor: Vidrio
Notas especiales:	Electrodo de pH de agua pura
Rango de medición:	0 - 14 pH
Rosca del sensor:	Pg 13,5
Sensor de temperatura:	PT100