



Solución estándar, solución tampón de pH 7.0 concentrada (equitransferible), 500 mL

de producto:

25M1A1025-115

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Especificaciones

Cantidad:	500 mL
Concentración:	pH 7.0
Instrumento:	pHD
Parámetro:	pH
Rango de pH:	Solución tampón pH 7
Volumen:	500 mL

Accesorios requeridos

- Guantes, desechables, sin polvo, nitrilo, medianos (Item 2550502)
- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)