



Be Right™



Colorímetro Pocket II, Cloro, solo el instrumento

de producto: 5953000

ARTICULO OBSOLETO

Este articulo ya no esta disponible.

Mide 1 ó 2 parámetros

A prueba de agua, protección IP67

Registro de los últimos 10 puntos con la hora de medición

Robusto

Pantalla retroiluminada

Especificaciones

Garantía:	12 meses
Longitud de onda:	± varies with model
Protección de la carcasa (IP):	IP67 (excluyendo el compartimento de las pilas)