



Be Right™



Lámpara UV: terminación única HE: validada para desinfección/destrucción de Ozono 30"

de producto: 18950
USD Precio: Contacto Hach
Disponibile

This high efficiency 30" UV lamp uses 254nm UV. Works with Aquafine UV systems that inactivates 99.9% of E.Coli and Fecal Coliform.

Especificaciones

Aplicación:	Desinfección/Ozono
Longitud:	30"
Presentacion Unidad de Medida:	Lámpara única
Tipo de lámpara:	SE
Validado:	Sí