



Kit de validación SDBS

de producto: **9459600**
USD Precio: Contacto Hach
Llamar para consultar fecha de envío

QBD1200, 500 µg/L C como SDBS (test necesario para el cumplimiento de JP). El kit contiene dos viales VOA de 40 mL: uno blanco y uno de 500 µg/L.

Accesorios requeridos

- Guantes, desechables, sin polvo, nitrilo, medianos (Item 2550502)
- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)