



Be Right™



Reactivos Chemkey de pH (caja de 25)

de producto: 9759000
USD Precio: Contacto Hach

Utilícelos con el SL1000 Portable Parallel Analyser (PPA) para simplificar enormemente los análisis de calidad del agua.

Reactivos Chemkey de pH, rango de pH: 6,3 - 9,0. Para SL1000 Portable Parallel Analyser (PPA).

Evite los problemas que suponen las sondas de pH y la calibración en campo con nuestros reactivos Chemkey colorimétricos para pH, muy sencillos de utilizar. El SL1000 Portable Parallel Analyser (PPA) de Hach realiza los mismos tests con menos de la mitad de pasos manuales. Logre resultados de gran exactitud, con menos posibilidad de errores, en una fracción del tiempo habitual. Análisis simultáneo de hasta seis parámetros. El SL1000 es un colorímetro portátil que ofrece análisis más rápidos mediante el uso de reactivos Chemkey en lugar de reactivos en polvo. Todos los productos químicos y procesos están incluidos en la Chemkey.

Aquellos clientes que ya dispongan de un instrumento SL1000 y que quieran medir pH deben efectuar una actualización de software. El software correspondiente puede encontrarse en la pestaña Descargas de la página del instrumento SL1000.

Especificaciones

Cantidad:	Paquete de 25
Instrumento:	SL1000
Parámetro:	pH
Plataforma:	Chemkeys
Rango de medición:	pH 6,3 - 9,0