



Be Right™



## Kit de recambio para verificación de la calibración del CL17sc

# de producto: 8573200  
USD Precio: Contacto Hach  
Llamar para consultar fecha de envío

Para los usuarios que ya dispongan de la jeringa, los tubos, los conectores y el dispositivo para romper ampollas del kit de verificación de la calibración del CL17sc, este kit de recambio proporciona el agua desionizada y los patrones de cloro necesarios para verificar la calibración. El kit de recambio para la verificación de la calibración del CL17sc contiene dos botellas de agua desionizada (500 mL) y un patrón de cloro (ampolla de 20 mL).

La curva de calibrado del CL17sc se ajusta en fábrica para que el rendimiento cumpla las especificaciones. Solo se recomienda que el usuario realice ajustes en la curva de calibrado de fábrica en dos casos: si así lo requiere una entidad reguladora a efectos de redacción de informes de conformidad o si se realiza una reparación importante en el analizador.

---

### Especificaciones

Contenido de la caja:	2x 500 mL bottle of deionized water and 20 mL ampule of chlorine standard.
Instrumento:	CL17sc
Parámetro:	N/A
Rango de medición:	N/A

---

### Contenido de la caja

2x 500 mL bottle of deionized water and 20 mL ampule of chlorine standard.