



Reactivos Chemkey para Zinc (caja de 25)

de producto: 9879000
USD Precio: Contacto Hach

Chemkey para Zinc para el SL1000 Portable Parallel Analyzer

Para la determinación de Zinc mediante el método Hach 10313

Menos variabilidad

La automatización y control de temperatura interno hacen que todo el proceso sea uniforme y repetible, a la vez que se aplica el mismo procedimiento de los métodos de Hach actuales. Evite los pasos manuales que aportan variabilidad, incluso cuando los realizan analizadores experimentados.

Menos problemas

Todos los productos químicos y procesos están incluidos en el Chemkey. No hay que lidiar con sobres de reactivo en polvo ni viales de vidrio.

Especificaciones

Cantidad:	Paquete de 25
Instrumento:	SL1000
Número de tests:	25
Parámetro:	Zinc
Rango de medición:	0,10 - 6,0 mg/L Zn