



Be Right™



## Reactivos Chemkey para Manganeso de rango alto (caja de 25)

# de producto: 3007000  
USD Precio: Contacto Hach

### Chemkey para Manganeso de rango alto para SL1000 Portable Parallel Analyzer

Para la determinación de Manganeso mediante el método Hach 10319

#### Menos variabilidad

La automatización y control de temperatura interno hacen que todo el proceso sea uniforme y repetible, a la vez que se aplica el mismo procedimiento de los métodos de Hach actuales. Evite los pasos manuales que aportan variabilidad, incluso cuando los realizan analizadores experimentados.

#### Menos problemas

Todos los productos químicos y procesos están incluidos en el Chemkey. No hay que lidiar con sobres de reactivo en polvo ni viales de vidrio.

---

### Especificaciones

Cantidad:	Paquete de 25
Instrumento:	SL1000
Número de tests:	25
Parámetro:	Manganeso
Rango de medición:	0,10 - 25,0 mg/L Mn